

Svensk användarmanual

X5 Hårlaser - Laserljusterapi för tunnhåriga.

Spencer Forrest X5 Hårlaser är ett precisionsinstrument som används vid lågnivå laserljusterapi (Low-Level Laser Light therapy).

Avancerade fördelar hos X5

1. Utökad täckning

15 punkters biostimulerande laserljus sprider sig över din hjässa och täcker hela tiden ca 23 cm² av den.

2. Hudnära kontakt

Laserljuset levereras genom kanaler, vilka är i ständig kontakt med skalpen.

3. Sladdlös drift

X5 är mycket enkel och smidig att använda tack vare det inbyggda batteriet. En laddning räcker till flera behandlingar.

4. Ergonomi

Design på X5 är noga genomtänkt. Den är både ergonomisk, komfortabel och passar perfekt i handen.

5. Digital tidtagning

Apparaten visar både batterinivå och behandlingstid på den inbyggda färgdisplayen.

6. Unik laddstation

Denna snygga laddningsstation möjliggör för X5 att alltid vara redo att behandla dig, fulladdad och utan störande sladdar!

Användarinstruktioner

Schema

Använd X5 Hårlaser 3 gånger per vecka, 10-15 minuter per gång. När du uppnått de resultat du önskar, så kan du sänka intensiteten till 1-2 gånger per vecka om du så önskar.

Före användning

För bästa resultat rekommenderar vi att du schamponerar, sköljer ur och torkar ditt hår innan du använder X5. Använd inte täckande produkter i ditt hår såsom Toppik och Couvre innan du ska behandla dig, däremot går dessa produkter bra att applicera efteråt!

Sätt in strömkabeln i laddningsstationen och plugga in strömkabeln i vägguttaget. Ladda X5 genom att sätta ner den i laddningsstationen. Displayen kommer tändas.

Använd X5

Tryck på och håll nere knappen (power) under displayen i några sekunder. Du kommer höra en ljudsignal och displayen lysas upp. Var försiktig med din X5 och hantera den varsamt. Placera den alltid i laddningsstationen efter avslutad behandling. Låt inga vätskor komma i kontakt med din X5.

Rotera X5 i små cirkulära rörelser. Detta gör att hårstrån som eventuellt ligger i vägen förflyttas åt sidan. Håll X5 stilla på varje plats i ca 20-30 sekunder och förflytta sedan X5 till ett nytt område. På det här sättet kommer hela hjässan att behandlas. Den totala behandlingstiden per pass bör uppgå till 10-15 minuter. Upprepa behandlingen 3 gånger per vecka. Mer behandling än så behöver inte innebära bättre resultat.

När du startar din X5 räknar den inbyggda timern ner i från 15 minuter. Du kommer höra en ljudsignal när tiden är nedräknad och apparaten kommer då också stänga av sig själv. Du stänger manuellt av X5 genom att hålla nere knappen (power) i några sekunder. Det går bra att vid behov rengöra undersidan av apparaten med en lätt fuktad, mjuk trasa.

Varningar och försiktighetsåtgärder

LASERSÄKERHET

1. Stirra inte på laserljuset eller dess reflektioner i en spegel.
2. Förvara oåtkomlig för barn.
3. Försöker inte öppna produkter eller utföra service på den.
4. Använd enbart produkten för dess avsedda syfte, tunnhårighet.
5. Använd endast enligt instruktionerna.
6. Läs noga säkerhetsföreskriftsettiketen på sidan av X5.
7. Användning av förstorings- och/eller optiska instrument med X5 Hårlaser kan resultera i ögonskador om laserljuset kommer i närheten av ögon.

ELEKTRISK SÄKERHET

1. Låt inte X5 eller dess laddningsstation komma i närheten av vatten.
2. Placera inte laddningsstationen på så vis att den kan ramla ned i handfat eller liknande.
3. Använd endast X5 som manualen föreskriver.
4. Använd inte om sladden eller strömuttagsplugg blivit skadad.
5. Kontakta försäljningsstället vid behov av inspektion och service.

GARANTI

Kontakta försäljningsstället för aktuella bestämmelser beträffande garanti.

UNDERHÅLL

Försök inte underhålla/laga/serva produkten på något sätt alls förutom enklare rengöring av produktens undersida (ej laddningsstationen) med hjälp av en lätt fuktad, mjuk trasa.